

Instrucciones para la toma de muestra para la realización de pruebas de detección de

Enfermedades de Transmisión Sexual Hombre

Contenido del Kit

- 1 recipiente estéril
- 1 Sobre de plástico con cierre hermético
- 1 Documento de instrucciones F02082
- 1 Documento de consentimiento informado F02080
- 1 Documento de solicitud de análisis
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit

Nº Análisis

Instrucciones



1

Lea detenidamente, cumplimente y firme el documento de consentimiento informado.




2

Lávese las manos antes y después de orinar. Seque bien.



3

Quite la tapa del recipiente estéril (tapa roja). **No toque** el borde superior del frasco mientras lo maneja.



4

Recoja la primera orina de la mañana en el recipiente estéril.



5

Deposite el recipiente estéril lleno en el sobre de plástico facilitado y ciérrelo.



6

Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis y de consentimiento informado firmado. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



7

Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 671 341 408)**, en horario de **9 a 14 / 16 a 19 horas**, indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**



8

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: laboratorioechevarne.com